



Hovedmeny bilde vaktapparat - Visocall IP pasientsignal

Sjekk følgende før NESK as kontaktes for service.

1. Er det en «L» i grå firkant øverst i vaktapparatets display ved siden av klokke og dato, er det ingen lyd i korridordisplay og rompaneler. Trykk på «Blå pil» for å komme til hovedmeny. Se bilde av hovedmeny. Trykk «postinnstillinger». Trykk på «aktiver sentralisering». Trykk på «sentralisering avbryt». Trykk 2 ganger på «Gul knapp under blå pil». Du er nå tilbake i hovedmeny, og lydsignaler virker på avdelingen.
2. Er det en «M mellom 2 piler» i grå firkant øverst i vaktapparatets display ved siden av klokke og dato, er 2 poster sammenkoblet. Trykk på «Blå pil» for å komme til hovedmeny. Trykk på «postinnstillinger». Trykk på «sammenkobling». Sammenkoblingen oppheves ved å trykke på knapp under «rød X». Trykk 2 ganger på «Gul knapp under blå pil». Du er nå tilbake i hovedmeny.
3. Er det ingen lys i vaktapparatet, kontroller om vaktapparatet er tilkoblet til vegguttaket.
4. Ved at pasientterminalen BT-IP uforvarende er frakoblet (plugget fra) og skal tilkobles igjen, vil det røde lyset øverst på pasientterminalen BT-IP lyse sterkt inntil pasientterminalen BT-IP har lastet ned ny programvare. Lyset opphører når oppdateringen er fullført. Ca. 1-5 min. Husk å plugge inn pasientterminalen BT-IP i den midterste tilkoblingen på vegguttaket (SM).
5. Ved tekst « Frakoblet og romnummer» i alle display, gå til det angitte rom og plugg inn det frakoblede hjelpemiddel(sengevakt, tråkkematte e.l.), og deretter trykk to ganger på «grønn knapp» på rompanelet.
6. Er det et « tall 1-99 » under symbolet «lyn» i sort rundt felt i vaktapparatets display, skal NESK as kontaktes. Vi vil da veilede dere pr. telefon.